


NeoECG T180 TABLET INKLUSIVE DOCKINGSTATION ZUM DRUCKEN UND LADEN

EKGs können als PDF auf USB-Stick gespeichert und somit über das Archivmodul in die Praxissoftware übertragen werden.

- EKG-Interpretation und Vermessung
- EKG-Rhythmusanalyse
- 25,4 cm hochauflösender Farb-Touchscreen - einfach zu bedienen
- tragbares Design, kompakt in der Größe
- 12 Standardableitungen
- automatische Erkennung von Herzschrittmachern
- Eingabe der Patientendaten über eine alphanumerische Tastatur
- große Speicherkapazität - Interner Speicher bis zu 10.000 EKG's
- Datenübertragung mittels USB-Port und WiFi
- Export der Patientendaten auf USB-Flash-Disk über einen USB-Anschluss - Ausgabedatei in Formaten wie: PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP
- Batterie für bis zu 10 Stunden Arbeitslaufzeit



KOMPLETT MIT STANDARD-ZUBEHÖR

- 1 Stück Patientenkabel
- 6 Stück BW-Saugelektroden
- 1 Satz Klammerelektroden
- 1 Rolle EKG-Papier
- 1 Stk. Netzkabel
- 1 USB-Stick
- Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- Tragtasche für NeoECG T180

Maße Tablet: 272,6 x 181,2 x 25,8 mm (B/T/H)

Gewicht: 1,2 kg

Maße inkl. Dockingstation: 274 x 288 x 111,2 mm (B/T/H)



Bestellung oder persönliche Beratung unter:

Free-Line 0800 / 20 21 88 . Fax 0732 / 34 87 60 . office@med-tech-schnelzer.at

Landwiedstrasse 123, A-4020 Linz, Tel. 0732/343064-0 . www.med-tech-schnelzer.at